

Auftragsformular

AUFTRAGGEBER

Name des Labors _____
 Adresse _____
 PLZ + Ort _____
 Land _____
 Telefonnummer _____

Faxnummer _____
 E-mail _____
 Steuernummer _____
 Kontakt _____
 Bestelldatum _____

BESTELLDATEN

Patientenname/-code / Auftr.-Nr. _____
 Liefertermin _____

Ansprechpartner _____
 E-Mail _____

3D-Design-Ansicht zur Freigabe erwünscht

ARBEITSGRUNDLAGEN

Vollständig ausgefülltes Bestellformular
 Gipsmodell mit Implantatanalogen
 Gingiva Maske
 Quetschbiss
 Kunststoff/Wachs Modell (Wax-up)

Sonstiges _____

AUFTRAGSINFORMATIONEN

INDIKATION

Kronen & Brücken Inlay/Onlay Sekundärteleskope Primärteleskope Implantatgetragen (siehe Rückseite) Modellguss Schiene

MATERIAL

NEM gefräst SLM

Titan

Peek

Wachs

PA

PMMA Typ _____ Farbe _____

Glaskeramik Hersteller _____ Farbe _____ Typ/Transluzens _____

Zirkon KATANA Farbe _____ Typ UTML STML ML

Nacera Farbe _____ Typ Pearl (transluzent) Shell (opak)

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

Attachment

Implantat

IMPLANTATSYSTEM (Angaben zur Plattform sind notwendig)*

MACK SB-Bezeichnung	Implantat-Hersteller	System	ø (Plattform)	Position(en)

* Bitte benennen Sie das Implantatsystem, den Implantattyp und seinen Durchmesser.

BRÜCKE

- Vollverblendet
- f. Keramikverblendung
- Hochglanz poliert
- Reduktion
- Abstand zur Gingiva _____ mm
- Girlande _____ mm
- Teilverblendet
- f. Kunststoffverblendung
- Basal
- Lingual/Palatinal
- _____ mm
- _____ mm



STEG

- Individueller Winkel
- Steggelenk
- Steggeschiebe
- Preci-Horix
- Rund-Steg
- Bredent VSP-F
- Bredent VSP-FS
- Sonstiges _____
- 0°
- 2°
- 4°
- 6°
- Macro
- Micro
- Macro
- Micro
- Vers. 1
- Vers. 2
- ø 1.8
- ø 1.9
- ø 2.0
- Gingiva-Verlauf folgend
- Kontakt zur Gingiva
- Abstand zur Gingiva _____ mm
- Querschnitt Stegprofil
- Höhe _____ mm
- Breite _____ mm
- Extensionen
- Distal _____ mm*
- Mesial (zweigeteilt) _____ mm*

* max. 8 mm für Macro-Steg
max. 6mm für Micro-Steg






ATTACHEMENT DETAILS


Name _____

Größe _____

Exakte Lage/Position der Attachements bitte unter „Auftragsinformationen“ auf Seite 1 angeben!

INDIVIDUELLE ABUTMENTS

- Werkstoff
 - Titan (einteilig)
 - Zirkon (nur auf Klebebasis)
 - Individuelle Abutments sind nur aus Titan (einteilig) oder Zirkon (auf Klebebasis) erhältlich*
 - Gingiva-Form
 -  folgend
 -  unterstützend
 -  verdrängend
 - Individuelle Form (Skizze)
-



ANMERKUNGEN / ANWEISUNGEN